

# Edelstahlzylinder nach ISO 15552

JA, ich will!



## Darf's ein bisschen cleaner sein.

Sehr geehrte Kunden und Interessenten, wir haben die Edelstahlzylinder nach ISO 15552 in puncto clean design und Reinigungsfreundlichkeit weiter verbessert.

Hierzu führen wir eine Produktanalyse durch und benötigen Ihre Unterstützung.

**Wäre das ein interessantes Produkt für Sie?**

## Auf einen Blick:

- Kolben Ø 32 bis 125
- Hub 10 bis 500
- doppelwirkend
- beidseitig einstellbare Endlagendämpfung
- Magnetkolben
- aus Edelstahl 1.4307/1.4301
- reparabel
- clean design
- reinigungsfreundlich
- Oberflächenbeschaffenheit  $Ra < 1 \mu m$
- ohne Zugstangen
- Drosselschrauben mit Außensechskant

Können wir durch diese Ausführung Ihre Produkte weiter veredeln?

Über eine Rückmeldung würden wir uns freuen! Richten Sie Ihre Antwort oder Fragen an Uwe Reichert: [u.reichert@rogatti.de](mailto:u.reichert@rogatti.de) oder unter 07191-3543-31

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

- Hygieneschrauben zum Verschließen nicht benötigter Gewindebohrungen
- Typenschild gelasert
- axial gesichertes Stangenlager-FDA
- Ausführung
  - Standard-Ausführung: Abstreifer aus PU-FDA, sonstige Dichtungen aus NBR
  - Trockenlauf-Ausführung: Abstreifer aus PE-FDA, sonstige Dichtungen aus NBR
  - Hochtemperatur-Ausführung: Abstreifer aus FKM-FDA, sonstige Dichtungen aus FKM